



**Morinaga Institute of Biological Science, Inc.**  
SACHIURA 2-1-16, KANAZAWA-KU,  
YOKOHAMA, 2360003, JAPAN  
TEL:+81-45-791-7674 E-mail: info\_miobs\_e@morinaga.co.jp  
<https://www.miobs-e.com>

## แจ้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ตุลาคม 2565

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ตอนนี้ทาง Morinaga Institute of Biological Science, Inc. ขอเรียนให้ทราบว่าชุดทดสอบ Rapid Test Easy ได้มีการปรับปรุงใหม่ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตามไม่มีการเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดของการตรวจหา (LOD) และขั้นตอนการทดสอบ นอกจากนี้แบรนด์ของชุด Swab ยังเปลี่ยนจาก ST-25 เป็นชุด Swab แต่องค์ประกอบของบัฟเฟอร์ยังเหมือนเดิมคือ PBS

| ผลิตภัณฑ์                         | Cat. No. | อายุการเก็บรักษาเดิม         | อายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น | อุณหภูมิในการจัดเก็บเดิม | อุณหภูมิในการจัดเก็บใหม่ | Lot. # ที่นำไปใช้ |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Rapid Test Easy สำหรับไข่         | M2241    | สูงสุด 12 เดือนนับจากวันผลิต | สูงสุด 24 เดือนนับจากวันผลิต | 2-8 °C<br>(35-46 °F)     | 2-30 °C<br>(35-86 °F)    | ตั้งแต่ EE023     |
| Rapid Test Easy สำหรับเคซีน       | M2242    |                              |                              |                          |                          | ตั้งแต่ EC035     |
| Rapid Test Easy สำหรับกลูเตน      | M2243    |                              |                              |                          |                          | ตั้งแต่ EG033     |
| Rapid Test Easy สำหรับบักวีท      | M2244    |                              |                              |                          |                          | ตั้งแต่ EB012     |
| Rapid Test Easy สำหรับถั่วลิสง    | M2245    |                              |                              |                          |                          | ตั้งแต่ EP013     |
| Rapid Test Easy สำหรับถั่วเหลือง  | M2246    |                              |                              |                          |                          | ตั้งแต่ ES022     |
| Rapid Test Easy สำหรับ Crustacean | M2247    |                              |                              |                          |                          | ตั้งแต่ ER011     |

### ●แบรนด์ของชุด Swab ใหม่



ชุด Swab เดิม



ชุด Swab ใหม่

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ [jieb.orapin.bj@morinaga.com](mailto:jieb.orapin.bj@morinaga.com)

ขอแสดงความนับถือ

ทีมขาย Morinaga Institute of Biological Science, Inc.